

HOW TO USE A CONDOM

1. PUTTING IT ON PARA PONERSELO

- Use a new condom before each sex act.
Use un condón nuevo antes de cada acto sexual
- Squeeze tip of condom to remove air.
(Excess air could cause condom to break.)
Apriete la punta del condón para remover el aire. (Exceso de aire puede causar la rotura del condón.)
- When penis is hard (before any sexual contact), place condom on tip and roll down all the way.

Cuando el pene esté duro (antes de cualquier contacto sexual) coloque el condón en la punta del pene y desenrollelo totalmente hacia abajo.

2. TAKING IT OFF PARA QUITARSELO

- After ejaculation, withdraw penis while still hard.
Después de eyacular, saque el pene mientras esté todavía duro.
- Hold on to rim of condom as you withdraw so nothing spills.
Sostenga el aro del condón mientras usted retira el pene para que nada se derrame.
- Avoid further sexual contact with your partner until both of you wash your sex organs and any other areas that came in contact with body fluids.
No tenga ningún contacto sexual con su pareja hasta que ustedes se hayan lavado los órganos sexuales y otras áreas que tenga contacto con fluidos humanos.

3. IMPORTANT FACTS

INFORMACION IMPORTANTE

- If more lubrication is needed, use K-Y Jelly or other water-based or silicone lubricant.
Si se necesita más lubricación , K-Y Jelly u otro lubricante de silicón o a base de agua.
- Do not use oil based lubricants such as Vaseline petroleum jelly, mineral oil, vegetable oil or cold cream as these could break the condom.
No use lubricantes a base de aceite como gelatina de petrolato Vaselina, aceite mineral o crema para la cara pues éstos hacen que el condon se rompa.
- If you or your partner senses burning or itching discontinue use of this condom. Practice with other types of condoms.
Si usted o su pareja sienten irritación o picazón, discontinúe el uso del condón. Ensaye con otro tipo de condón.
- If the condom breaks or semen (cum) spills or leaks out, you and your partner should wash wherever you had sexual contact right away.
Si el condón se rompe o si el sémen se derrama o sale por algún agujero, usted y su pareja deben lavarse cualquier parte en donde hayan tenido contacto sexual inmediatamente.
- If the condom is sticky or brittle or looks damaged, do not use it.
Si el condón está pegajoso o roto o parece dañado, no lo use.
- Store at room temperature. Protect latex condoms against prolonged periods of exposure to extreme low or high temperatures, moisture, direct sunlight and fluorescent light.
Conserve a temperatura ambiente. Proteja de exponer a temperaturas extrememente bajas o altas, la humedad, la luz solar directa y la luz fluorescente.

